

Micropipetas Corning® Lambda™ EliteTouch™

Pipeteo sin esfuerzo con resultados confiables

CORNING



Las pipetas Corning Lambda EliteTouch han sido diseñadas para proporcionar los más altos niveles de confort, exactitud y precisión. Su construcción ligera, mango contorneado y contador de 4 dígitos fueron diseñados para garantizar un pipeteo cómodo. Todos los pipeteadores cuentan con un movimiento suave del pistón y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (LER). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar un usuario o una aplicación para la seguridad de las muestras y un menor riesgo de contaminación cruzada.

- ▶ El diseño ergonómico del mango es perfecto para la mano derecha o izquierda
- ▶ El práctico ajuste de volumen con una sola mano con sistema de bloqueo automático evita el cambio accidental de volumen durante el trabajo
- ▶ El contador de 4 dígitos proporciona una mayor precisión y está perfectamente posicionado para su visibilidad en todo momento
- ▶ Las pipetas de un mono canal son compatibles con tubos muy estrechos
- ▶ Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para la protección de sus muestras contra la contaminación
- ▶ Los ejes de las pipetas multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y una expulsión más fácil de la esta
- ▶ El exclusivo sistema de palanca de expulsión permite la expulsión de la punta sin esfuerzo
- ▶ La fácil calibración en el laboratorio lo ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
- ▶ Probadas individualmente y suministradas con un certificado de calidad.

StarterKit

El StarterKit Corning Lambda EliteTouch contiene 4 micropipetas de volumen variable con los volúmenes más populares y universales (0.5-10 μ L, 2-20 μ L, 20-200 μ L y 100-1000 μ L), soporte de pipeta para 4 pipeteadores, 3 racks con puntas, y accesorios.

Información sobre pedidos

Micropipetas Corning® Lambda™ EliteTouch™



Mono canal

No. Cat.	Rango de Volumen (µL)	Exactitud (%)	Precision (%)	Punta sin filtro (µL)	Qty/Cs
6050	0.1 - 2	±40.0 to ±1.5	≤12.0 to ≤0.7	10	1
6051	0.5 - 10	±4.0 to ±1.0	≤2.8 to ≤0.4	10	1
6052	2 - 20	±3.5 to ±0.8	≤1.5 to ≤0.3	200	1
6053	5 - 50	±3.5 to ±0.8	≤1.3 to ≤0.3	200	1
6054	10 - 100	±3.0 to ±0.8	≤1.0 to ≤0.2	200	1
6055	20 - 200	±2.0 to ±0.6	≤0.7 to ≤0.2	200	1
6056	100 - 1000	±2.5 to ±0.6	≤0.6 to ≤0.2	1000	1

8 canales

6057	0.5 - 10	±10.0 to ±2.0	≤8.0 to ≤1.2	10	1
6058	5 - 50	±4.0 to ±1.6	≤2.5 to ≤0.6	200	1
6059	10 - 200	±5.0 to ±1.0	≤3.0 to ≤0.6	200/300	1
6060	30 - 300	±3.0 to ±1.0	≤1.5 to ≤0.6	300	1

12 canales

6061	0.5 - 10	±10.0 to ±2.0	≤8.0 to ≤1.2	10	1
6062	5 - 50	±4.0 to ±1.6	≤2.5 to ≤0.6	200	1
6063	10 - 200	±5.0 to ±1.0	≤3.0 to ≤0.6	200/300	1
6064	30 - 300	±3.0 to ±1.0	≤1.5 to ≤0.6	300	1

Corning Lambda EliteTouch StarterKit

Cat. No.	Descripción	Qty/Cs
6065	Corning Lambda EliteTouch StarterKit Incluye: 4 micropipetas mono canal: 0,5 a 10 µL (Cat. No. 6051), 2 a 20 µL (Cat. No. 6052), 20 a 200 µL (Cat. No. 6055), 100 a 1000 µL (Cat. No. 6056); soporte universal para cuatro micropipetas mono canal (Cat. No. 6066); Puntas de micropipeta Corning DeckWorks: 10 µL (Cat. No. 4115), 200 µL (Cat. No. 4116), 1000 µL (Cat. No. 4119); 3 pulsadores de colores (4 sets)	1

Accesorios

4088	Soporte de micropipeta para mono canal, 8 canales o 12 canales	1
6066	Soporte universal para cuatro micropipetas, naranja (cuatro mono canal, máximo de dos micropipeteador de 8 canales o de 12 canales)	1
6067	Soporte universal para cuatro micropipetas, transparente (cuatro mono canal, máximo de dos micropipetas de 8 canales o de 12 canales)	1
6068	Soporte universal para seis micropipetas, transparente (seis mono canales, máximo de tres micropipetas de 8 canales o de 12 canales)	1

Garantía: A menos que se especifique lo contrario, todos los productos son solo para investigación. No están diseñados para ser utilizado en procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Corning Life Sciences no hace ninguna reclamación con respecto al rendimiento de estos productos para aplicaciones clínicas o diagnósticas.

Para información adicional sobre productos o información técnica, visite www.corning.com/lifesciences o llame al 800.492.1110. Fuera de los Estados Unidos, llame al +1.978.442.2200 o póngase en contacto con su oficina de ventas local de Corning.

CORNING

Corning Incorporated
Life Sciences

836 North St.
Building 300, Suite 3401
Tewksbury, MA 01876
t 800.492.1110
t 978.442.2200
f 978.442.2476

www.corning.com/lifesciences

Oficinas de soporte alredor del mundo

ASIA/PACÍFICO

Australia/
Nueva Zelanda
t 61 427286832

China Continental
t 86 21 3338 4338
f 86 21 3338 4300

India
t 91.124 4604000
f 91 124 4604099

Japón
t 81 3-3586 1996
f 81 3-3586 1291

Corea
t 82 2-796-9500
f 82 2-796-9300

Singapur
t 65 6572-9740
f 65 6735-2913

Taiwán
t 886 2-2716-0338
f 886 2-2516-7500

EUROPA
CSEurope@corning.com

Francia
t 0800 916 882
f 0800 918 636

Alemania
t 0800 101 1153
f 0800 101 2427

Países Bajos
t 31 20.655 79 28
f 31 20.659 76 73

Reino Unido
t 0800 376 8660
f 0800 279 1117

Todos os demás países
de Europa
t +31 (0) 20 659 60 51
f +31 (0) 20 659 76 73

AMÉRICA LATINA
grupoLA@corning.com

Brasil
t 55 (11) 3089-7400

México
t (52-81) 8158-8400